

Harmonic™

HARMONIC™ HD 1000i¹:


Точность и надежность в каждом движении



- **Комбинации режимов MIN и MAX** обеспечивает надежный гемостаз и быструю скорость рассечения сосудов до 5 мм



- **Длина лезвия 18 мм – увеличена длина разреза**
- Может использоваться в качестве граспера



- Функция продвинутого гемостаза **для лигирования сосудов до 7 мм**



- Благодаря встроенной лапаросонической рукоятке инструмент **работает на 40% быстрее Ace+7**

ETHICON | Shaping*
PART OF THE **Johnson & Johnson** FAMILY OF COMPANIES | the future
of surgery

1 - Эяч Ди Тысяча Ай
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5771 от 09.04.2018.
Товар сертифицирован. Для медицинских специалистов

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корпус 2
Тел.: +7 (495) 580-77-77
Факс: +7 (495) 580-78-78